

FECI per Sangue Occulto

Servono contenitori appositi (da ritirarsi presso il CUP) che vanno conservati a temperatura ambiente



- Raccogliere le feci su una superficie pulita
- Tenendo il tubo dritto, svitare il tappo verde con lo stick di raccolta. Non agitare capovolgendo il tubo
- Inserire lo stick nelle feci in 4 punti diversi e strisciare a croce sulla superficie. Solo le scanalature dello stick devono essere ricoperte di feci. Non prelevare feci in eccesso.
- Reinserire il tappo verde e avvitare a fondo. Non riaprire. Agitare delicatamente il tubo capovolgendolo.

Riconsegnare il dispositivo di raccolta per l'analisi entro una settimana se conservato a temperatura ambiente o entro due settimane se conservato in frigorifero.

Note

È preferibile raccogliere tre campioni di scariche differenti nell'arco di 3 giorni.

Non eseguire il test durante il periodo mestruale né in caso di emorroidi.

Non è necessario attenersi ad alcuna dieta prima della raccolta.